

코로나 바이러스[COVID-19] 샘플 채취 키트

- 사무공간, 작업장 등 밀폐된 공간 내 코로나바이러스(COVID-19) 존재 확인
- 3가지 제품 선택 가능, 샘플링 펌프와 포집용 미디어로 구성

* 본 제품은 작업환경측정에서 적용되는 포집 표준방법을 응용하여 채취하며, Coronavirus를 비롯한 바이오물질의 존재여부를 확인하기 위한 목적으로 사용되는 제품입니다.

제품종류	Filter Casette	Button Sampler	Biosampler
주요특징	<ul style="list-style-type: none"> • 산업위생분야에서 가장 보편적으로 사용 • 전문기관에서 SARS 바이러스 포집 목적으로 사용된 제품 • 개인 시료포집에 적합 	<ul style="list-style-type: none"> • 호흡기를 통한 흡입성 입자포집에 최적화된 제품 • 호흡기를 통합 흡입성 입자 채취를 위한 ISO7708/CEN 충족 	<ul style="list-style-type: none"> • PCR분석을 위한 용액 사용이 필요 • 연구목적에 적합
채취모드	• 필터에 포집 후 분리	• 필터에 포집 후 분리	• 용액에 포집 후 분리
포집 미디어	37-mm, 0.3um PTFE Filter used for SARS	25-mm, sterilized Gelatin Filter (growth culturing, maintains viability)	멸균 처리된 증류수, PBS 용매, peptone water
포집펌프	AirChek TOUCH	AirChek TOUCH	BioLite
			